

**ΕΠΕΙΓΟΝ**

**ΘΗΒΑ :11/06/2026**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**Αρ. Πρωτ. 4710**

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ**

**η  
5 Υγειονομική Περιφέρεια  
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας**

**Γενικό Νοσοκομείο Θήβας  
Διεύθυνση : Διοικητική-Οικονομική Υπηρεσίας  
Τμήμα : Ιατρικής Υπηρεσίας  
Ταχ. Δ/ση : 3ο χλμ Θηβών – Χαλκίδας  
Θέση Κουμέρκι Θηβών  
Τ.Κ. : 32200**

**Πληροφορίες**

**Τηλ. : 2262350100  
Φαξ. : 2262025406  
E-mail : headsupplies@thebeshospital.eu**

**ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΥ  
ΥΛΙΚΟΥ**

**Σχετικά : Παρακαλώ όπως φροντίσετε για προσφορά ορθοπαιδικών υλικών για :**

**ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ ΗΛΩΣΗ (ΑΡ) ΙΣΧΙΟΥ**

**για την ασθενή :**

**Μ.Μ. με Α.Μ. 0058909 πάσχει από ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΓΜΑ (ΑΡ) ΙΣΧΙΟΥ. Πρόκειται να αντιμετωπιστεί άμεσα στο νοσοκομείο μας με ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ ΗΛΩΣΗ (ΑΡ) ΙΣΧΙΟΥ στις 12/06/2026**

**Για τη χειρουργική αποκατάσταση θα χρειαστούν:**

**Ενδομυελικός ολισθαίνων ήλος σε κοντή και μακριά έκδοση, ανατομικός με κυρτό προσθιοπίσθιο σχεδιασμό και στον κοντό και στον μακρύ, με περιφερικές αυλακώσεις και 50 έξω κύρτωση.**

**Η κοντή έκδοση να διατίθεται σε μήκη 170 – 240mm και η μακριά σε μήκη 300 – 480mm, όλες σε διαμέτρους 9 – 12mm, με προοπλισμένο set screw στροφικού κλειδώματος και χρήση σταθερού σκόπευτρου βιδών για όλα τα μήκη.**

Βίδα ή λάμα διαυχενική λοξής κατασκευής στον εγγύς φλοιό, σε μήκη 70 – 130mm, διάτρητη για εφαρμογή τσιμέντου ή μοσχεύματος.

Να παρέχεται πώμα σταθεροποίησης ή και ογλίσθησης 0 – 15mm. Οι περιφερικές βίδες, στατικής ή δυναμικής εφαρμογής, να είναι αυτοκόπτουσες με σπείραμα διπλής διαμέτρου μήκους 26 – 85mm.

<b>40.7.63</b>	ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΙ ΗΛΟΙ ΜΕ ΚΟΧΛΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	Ενδομυελικοί ήλοι με δυνατότητα περιφερικής σκόπτευσης με εξωτερικό οδηγό
<b>40.7.57</b>	ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΙ ΗΛΟΙ ΜΕ ΚΟΧΛΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	Βίδες ήλων κλειδούμενες τιτανίου
<b>40.7.55</b>	ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΙ ΗΛΟΙ ΜΕ ΚΟΧΛΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	Βίδες ήλων τιτανίου
<b>40.8.110</b>	ΛΟΙΠΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ	Οδηγός με μάτι
<b>40.8.80</b>	ΛΟΙΠΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ	Φρέζες βαθμονομημένες αυλοφόρες, για βίδες οστεοσύνθεσης έως 3,9mm

**Το ορθοπεδικό υλικό να συνοδεύεται από το κατάλληλο σετ τοποθέτησης.**

**Ο Ιατρός**